


## LACTATE TEST (SENSÖRLERİ) STRİPİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Test stripleri (sensörleri) Lactate Scout cihazıyla uyumlu olmalıdır.
- 2- 6 aya kadar raf ömrüne sahip olmalıdır. Soğuk zincirde (2-8°C muhafaza edilmelidir).

  
Doç. Dr. Alper ASLAN  
Proje Yürütücüsü

  
Ahmet AĞLAMAZ  
Araştırmacı  
(Yüksek Lisans Öğrencisi)