

### Sekanslama-DNA dizi analizi

1. PCR, PCR sonrası saflaştırma ve çift yönlü sekans hizmeti ve fragman analizi hizmeti alımı yapılacaktır.
2. PCR örneklerinin çift yönlü sekansı, fragman analizi yapılacaktır.
3. Çalışma ABI 3500 8 kapilerli cihazla gerçekleştirilmeli ve firma sekans çalışması için bu cihaza ait orijinal sarfları kullandığını belgelemelidir.
4. Aynı örneğin farklı zamanlarda istenen DNA dizi işlemi tekrarları için ekstra ücret talep edilmeyecektir. Tekrarlar her bir örnek için 3 defa olacaktır. 3 ayrı okuma sonucu ayrı dosyalar halinde teslim edilecektir.
5. Teklif verecek firma sonuçların çıkmaması ve/veya kalitesinin düşük olması durumunda sonuçlar istenilen düzeye gelene kadar örnekleri ücretsiz tekrar çalışmayı tahattüt etmelidir.
6. Gerekli görülmesi durumunda sekans hizmeti yurtdışında tekrar edilecektir.
7. Next Generation Sekans hizmeti ve biyoinformatik analizler de DNA Dizi Analizi hizmetini veren firma tarafından sağlanacaktır.
8. Hizmet verecek firma temsilcisi örnekleri laboratuvarından kuru buz ile alarak sekans analizine gönderecektir.
9. Teklif veren firma sonuçların analizi için en az 5 gün aplikasyon desteği verecektir.
10. Gerekli görülmesi durumunda sonuçların analiz edilmesi için gerekli olacak programda ücretsiz sağlanacaktır.



Prof. Dr. Gülşen SERTKAYA